



Medline International Germany GmbH
 Medline-Straße 1 - 3
 47533 Kleve, Deutschland
 Tel: +49 (0)2821-7510-0
 Fax: +49 (0)2821 7510-7802
www.medline.eu/de



Technisches Datenblatt

Mediguard Special Nitrile

unsteriler Nitril Untersuchungshandschuh, puderfrei

Artikelnummer(n)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MGSNXS</th> <th>MGSNS</th> <th>MGSNM</th> <th>MGSNL</th> <th>MGSNXL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>XS</td> <td>S</td> <td>M</td> <td>L</td> <td>XL</td> </tr> </tbody> </table>	MGSNXS	MGSNS	MGSNM	MGSNL	MGSNXL	XS	S	M	L	XL					
MGSNXS	MGSNS	MGSNM	MGSNL	MGSNXL												
XS	S	M	L	XL												
Beschreibung	Unsteriler Nitrilhandschuh, puderfrei															
Basismaterialien	Latexfrei puderfreies Nitril															
Farbe	Violettblau															
Oberfläche	Fingerspitze strukturiert															
Stulpen-Design	Mit Rollrand															
Chemische Zusätze (Akzeleratoren)	Carbamate															
Pudergehalt: (Gemäß EN 455-3)	Pudergehalt: 0,20 mg/Handschuhe															
Dicke (basierend auf einem Durchschnitt)	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Fingerspitze</td> <td>0.10 (± 0.03) mm</td> </tr> <tr> <td>Handfläche</td> <td>0.08 (± 0.03) mm</td> </tr> <tr> <td>Stulpe</td> <td>0.07 (± 0.03) mm</td> </tr> </tbody> </table>	Fingerspitze	0.10 (± 0.03) mm	Handfläche	0.08 (± 0.03) mm	Stulpe	0.07 (± 0.03) mm									
Fingerspitze	0.10 (± 0.03) mm															
Handfläche	0.08 (± 0.03) mm															
Stulpe	0.07 (± 0.03) mm															
Packfaktor	<p>200 Handschuhe/Box, 10 Boxen/Karton Box-Abmessungen: 245 mm L x 125 mm W x 74 mm H Karton-Abmessungen: 387 mm L x 257 mm W x 255 mm H</p> <p>Eigenschaften</p> <ul style="list-style-type: none"> Flat-layer Packaging: Farbkodierte Größenkennzeichnung 															
Länge und Breite gemäß EN 455-2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MGSNXS</th> <th>MGSNS</th> <th>MGSNM</th> <th>MGSNL</th> <th>MGSNXL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>245 mm</td> <td>249 mm</td> <td>240 mm</td> <td>251 mm</td> <td>252 mm</td> </tr> <tr> <td>74 mm</td> <td>84 mm</td> <td>97 mm</td> <td>106 mm</td> <td>113 mm</td> </tr> </tbody> </table>	MGSNXS	MGSNS	MGSNM	MGSNL	MGSNXL	245 mm	249 mm	240 mm	251 mm	252 mm	74 mm	84 mm	97 mm	106 mm	113 mm
MGSNXS	MGSNS	MGSNM	MGSNL	MGSNXL												
245 mm	249 mm	240 mm	251 mm	252 mm												
74 mm	84 mm	97 mm	106 mm	113 mm												
Reißkraft vor künstlicher Alterung (gemäß EN 455-2 ≥ 6 N)	7.0N															

Reißkraft nach künstlicher Alterung (gemäß EN 455-2 ≥ 6 N, 7 Tage bei 70 ± 2 °C im Ofen)	7.5N
Qualität (Gemäß EN 455-1)	1,0 AQL (Die Dichtigkeit übertrifft den per EN 455-1 vorgeschriebenen Mindestwert von AQL 1,5. Je niedriger der Wert ist, umso mehr Sicherheit und Schutz bietet der Handschuh)
Virale Durchdringung	Getestet und bestanden gemäß EN 374-5
Widerstand gegen Chemikalien	Die Beständigkeit gegenüber Chemikalien wurde gemäß EN 16523-1 und gegenüber Zytostatika unter ASTM D 6978 getestet. Ergebnisse und Empfehlungen zur Nutzung mit Chemikalien und Zytostatika können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.
Haltbarkeit	35 Monate ab Herstelldatum Herstell- und Haltbarkeitsdatum sind auf der Verpackung aufgedruckt (im JJJJ-MM-Format).
Vorschriften und Qualitätsstandards	Nicht steriles Medizinprodukt der Klasse 1 gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 und UK Medizinprodukteverordnung Das Produkt erfüllt die europäischen Normen EN 455-1, 2, 3 und 4. Die Herstellstätten von Medline sind gemäß EN ISO 13485 zertifiziert.
PSA-Zertifizierung	Erfüllt die Anforderungen der EU-Verordnung zur persönlichen Schutzausrüstung (EU)2016/425. PSA: Kategorie III die in UK Recht umgesetzt und geändert wurde. Erfüllt die Normen EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN 374-5 und ISO 16604
Lebensmittelkontakt	Getestet gemäß EU-Verordnung (EU) Nr. 10/2011
Lagerungsempfehlung	Vor Frost schützen Vor starker Hitze schützen Trocken lagern Das Produkt sollte vor direkter Sonneneinstrahlung, fluoreszierendem Licht, Röntgenstrahlen und Feuchtigkeit abgeschirmt werden.
Herstellungsland	China
Hersteller	Medline International France SAS 5 Rue Charles Lindbergh 44110 Châteaubriant, Frankreich

Distributed by



ENFISO
ENGINEERED FILTRATION SOLUTIONS

ENFISO GmbH | Weinbergstrasse 4 | 8447 Dachsen | +41 76 405 50 82 | info@enfiso.ch | www.enfiso.ch



2797 – 0086